

WbおよびElisa用 抗Acvr2Aウサギモノクローナル抗体 - P27037

商品番号: CM0012045



前書き

ヒトACVR2A（アクチビン受容体型-2A）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。TGF-βシグナル伝達経路の研究に適しています。 - P27037。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ACVR2A ウサギ mAb
備考/別名	ACVR2; ACTRII; 2A
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	92
GeneID	92
免疫原	ヒトACVR2A (P27037) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27037
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ