

Anti-Acvr2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27037

商品番号: CM0022995



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISA用として検証された高品質なACVR2Aウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットのACVR2A（58 kDa）に反応します。TGF-β/アクチビンシグナリングおよび受容体生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACVR2A Rabbit pAb
備考/別名	ACVR2; ACTRII; ACVR2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	92
GeneID	92
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27037
タンパク質分子量	58 kDa
配送	氷袋