

抗Acvr2Bウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q13705

商品番号: CM0026089



前書き

ヒトACVR2Bを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実証が完了しています。アクチビンシグナル伝達研究や診断用途に最適で、58kDaのタンパク質を検出可能です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様項目	詳細
製品名	ACVR2B ウサギpAb
別名	HTX4; ACTRIIB; ActR-IIB; ACVR2B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	93
遺伝子ID	93
免疫原	ヒトACVR2B (NP_001097.2) のアミノ酸50～150番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	Q13705
タンパク質分子量	58kDa
配送方法	氷袋