

Wb、If/Icc、Elisa用抗Acvrl1モノクローナル抗体 - P37023

商品番号: CM0009825



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに使用できる高品質なACVRL1（ALK1）ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのACVRL1を検出します。血管発生およびTGF- β スーパーファミリーシグナル伝達の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACVRL1ウサギmAb
備考/別名	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-1; ACVRLK1; ACVRL1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	94
GeneID	94
免疫原	合成ペプチド：ヒトACVRL1（P37023）のアミノ酸404～503内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37023
タンパク質分子量	56 kDa
輸送	保冷バッグ