

Anti-Acvrl1/Alk1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P37023

商品番号: CM0022703



前書き

WBおよびELISAで検証済みのACVRL1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを検出します。血管新生の重要な制御因子であるTGF- β 受容体ALK1の細胞内ドメインを標的とする組換え免疫原。56 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ACVRL1 Rabbit pAb
備考/別名	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-1; ACVRLK1; ACVRL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	94
GeneID	94
免疫原	ヒトACVRL1 (NP_001070869.1) のアミノ酸234-503に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37023
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック