

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Acy1ポリクローナル抗体 - Q03154

商品番号: CM0014263



前書き

ヒトアミノアシラーゼ1（ACY1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。N-アシルアミノ酸の加水分解および腎代謝研究における中核試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACY1ウサギpAb
備考／別名	ACY1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	95
遺伝子ID	95
免疫原	ヒトACY1（NP_001185824.1）のアミノ酸1〜408に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03154
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ