


抗Adam10ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Fc, Elisa用) - O14672

商品番号: CM0029841



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、フローサイトメトリー、ELISA用のADAM10ウサギポリクローナル抗体。神経生物学、炎症、がんに関与する主要なシェダーゼであるヒトおよびラットのADAM10を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM10 ウサギpAb
備考/別名	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717; ADAM10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	102
GeneID	102
免疫原	ヒトADAM10のアミノ酸214-672の配列に対応する組換えタンパク質 (NP_001101.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14672
タンパク質重量	84kDa
配送	アイスパック