

Wb、If/Icc、Elisa用抗Adam11ポリクローナル抗体 - O75078

商品番号: CM0015418

前書き

ヒトADAM11（ディスインテグリンおよびメタロプロテアーゼドメイン含有タンパク質11）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。シナプス機能と脳発生の神経科学研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM11 ウサギpAb
備考/別名	MDC; ADAM11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4185
GeneID	4185
免疫原	ヒトADAM11（NP_002381.2）のアミノ酸290～430に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75078
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	氷袋