

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Adam15ウサギモノクローナル抗体 - Q13444

商品番号: CM0008672

前書き

高品質なADAM15ウサギモノクローナル抗体、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと反応し、細胞接着、創傷治癒、がん転移の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM15 ウサギmAb
備考/別名	MDC15; ADAM15
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8751
免疫原	ヒトADAM15 (Q13444) のアミノ酸200-300番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13444
タンパク質分子量	55kDa/88kDa/89kDa/90kDa/93kDa
発送	氷袋梱包