

Anti-Adam15 ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q13444

商品番号: CM0029727

前書き

WB、IF/ICC、ELISAアプリケーション用のラビットポリクローナルADAM15抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。創傷治癒、細胞接着、血管新生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM15 Rabbit pAb
備考/エイリアス	MDC15; ADAM15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8751
GeneID	8751
免疫原	ヒトADAM15 (NP_003806.3) のアミノ酸540-700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13444
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋