

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Adam22 ウサギポリクローナル抗体 - Q9P0K1

商品番号: CM0013385



前書き

ヒトADAM22（ディスインテグリンおよびメタロプロテアーゼドメイン含有タンパク質22）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経科学および神経膠腫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM22 ウサギ pAb
備考/別名	MDC2; DEE61; EIEE61; ADAM 22; ADAM22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	53616
GeneID	53616
免疫原	ヒトADAM22 (NP_004185.1) のアミノ酸223-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9P0K1
タンパク質分子量	100kDa
配送	保冷バッグ