

Wb、Elisa用Anti-Adam23ポリクローナル抗体 - O75077

商品番号: CM0014826

前書き

WBおよびELISAで検証されたウサギポリクローナルADAM23抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞接着に関与する非触媒性メタロプロテアーゼ様タンパク質を標的とし、脳で高発現しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM23 Rabbit pAb
備考/別名	MDC3; MDC-3; ADAM23
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8745
遺伝子ID	8745
免疫原	ヒトADAM23 (NP_003803.1) のアミノ酸350-500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75077
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスバッグ