

Anti-Adam28 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ukq2

商品番号: CM0014538

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたウサギポリクローナルADAM28抗体。ヒトおよびマウスのADAM28と反応し、リンパ球遊走およびエクトドメインシェディングに関与するディスインテグリンメタロプロテイナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM28 Rabbit pAb
備考/別名	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10863
GeneID	10863
免疫原	ヒトADAM28 (NP_055080.2) のアミノ酸199-440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UKQ2
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバッグ