

Wb、Elisa用 Anti-Adam33 ポリクローナル抗体 - Q9Bz11

商品番号: CM0026267



前書き

ヒトADAM33に対するウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。血管新生、細胞増殖、サイトカイン放出に参与するメタロプロテアーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM33 Rabbit pAb
備考/別名	C20orf153; DJ964F7.1; ADAM33
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80332
GeneID	80332
免疫原	ヒトADAM33 (NP_001269376.1)のアミノ酸500-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZ11
タンパク質分子量	88kDa
輸送	氷袋