

抗Adam5ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Nvv9

商品番号: CM0025792

前書き

精巢で高発現する推定非触媒性メタロプロテアーゼADAM5に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウス試料におけるウェスタンブロットとELISAで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM5 ウサギpAb
別名	ADAM5P; TMDCII; ADAM5
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	255926
遺伝子ID	255926
免疫原	合成ペプチド；ヒトADAM5（Q6NVV9）のアミノ酸250～350番領域内の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q6NVV9
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤