

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Adam8 ウサギポリクローナル抗体 - P78325

商品番号: CM0016886



前書き

ヒトADAM8を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットADAM8との交差反応性があります。白血球の血管外遊出、メタロプロテアーゼ活性、炎症過程の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM8 ウサギ pAb
備考/別名	MS2; CD156; CD156a; ADAM8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	101
遺伝子ID	101
免疫原	ヒトADAM8 (NP_001100.3) のアミノ酸17-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78325
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷バッグ