

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Adamts1 ポリクローナル抗体 - Q9Uhi8

商品番号: CM0016628



前書き

ヒトADAMTS1 (METH1)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。分子量：105kDa。細胞外マトリックスおよび血管新生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ADAMTS1 ウサギ pAb
備考 / 別名	C3-C5; METH1; ADAMTS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9510
GeneID	9510
免疫原	ヒトADAMTS1 (NP_008919.3) のアミノ酸718-967に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHI8
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷バッグ