

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Adamts13ポリクローナル抗体 - Q76Lx8

商品番号: CM0026274



前書き

ヒトADAMTS13（vWF切断プロテアーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのADAMTS13を検出します。止血および血栓性疾患研究のための研究用試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ADAMTS13 ウサギ pAb
備考/別名	VWFCP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
種	ヒト
遺伝子ID	11093
免疫原	ヒトADAMTS13（NP_620594.1）のアミノ酸50-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q76LX8
タンパク質分子量	154kDa
発送	保冷バッグ