

Wb、Elisa用 抗Adamts2ウサギポリクローナル抗体 - O95450

商品番号: CM0017949

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用の高品質な抗ADAMTS2ウサギポリクローナル抗体。コラーゲン線維の集合に必須のプロコラーゲンN-プロテイナーゼであるヒトおよびラットADAMTS2と反応します。細胞外マトリックスおよび結合組織の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAMTS2 ウサギ pAb
備考/別名	NPI; PNPI; PCINP; PCPNI; PCI-NP; PC I-NP; ADAM-TS2; ADAMTS-2; ADAMTS-3; EDSDERMS; ADAMTS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9509
免疫原	ヒトADAMTS2 (O95450) のアミノ酸1029-1213に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O95450
タンパク質分子量	135kDa
発送	保冷バッグ