


抗Adamts4ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - O75173

商品番号: CM0024311



前書き

ヒトADAMTS4（アグレカナーゼ-1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの実績があり、マウス・ラットと交差反応します。関節炎、軟骨分解、アルツハイマー病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAMTS4 ウサギpAb
備考/別名	ADMP-1; ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADAMTS4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9507
免疫原	ヒトADAMTS4（NP_005090.3）のアミノ酸74～318番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75173
タンパク質分子量	90kDa
配送方法	保冷剤