


Wb、Elisa用 抗Adamts5 ポリクローナル抗体 - Q9Una0

商品番号: CM0024878



前書き

ヒトADAMTS5（アグリカナーゼ-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用。ヒト、マウス、ラットのADAMTS5を認識し、分子量は約101 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAMTS5 ウサギ pAb
備考/別名	ADAMTS5; ADAM-TS 11; ADAM-TS 5; ADAM-TS5; ADAMTS-11; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADMP-2; ADAM-TS11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11096
GeneID	11096
免疫原	ヒトADAMTS5（NP_008969.2）のアミノ酸601-700に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNA0
タンパク質分子量	101kDa
発送	保冷バッグ