


WbおよびElisa用抗Adamts5ウサギモノクローナル抗体 - Q9Una0

商品番号: CM0005631



前書き

この組換えウサギモノクローナル抗体はヒトADAMTS 5（アグレカナーゼ2）を標的とし、マウスとの交差反応性を有しており、WBおよびELISAでの使用が検証されています。細胞外マトリックス分解、組織リモデリング、プロテアーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAMTS5 ウサギmAb
備考／別名	ADMP-2; ADAM-TS5; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADAM-TS 5; ADAMTS-11; ADAM-TS 11; ADAMTS5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11096
GeneID	11096
免疫原	合成ペプチド：ヒトADAMTS5 (NP_008969.2) のアミノ酸601～700番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNA0
タンパク質分子量	102 kDa
輸送方法	氷袋梱包