

抗Adamts7ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Ukp4

商品番号: CM0019040

前書き

ヒトADAMTS7に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。細胞外マトリックスリモデリングおよび関連疾患におけるメタロプロテアーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAMTS7 ウサギ pAb
別名	ADAM-TS7; ADAMTS-7; ADAM-TS 7; ADAMTS7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11173
GeneID	11173
免疫原	ヒトADAMTS7 (NP_055087.2) のアミノ酸1600～1686番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロット番号	Q9UKP4
タンパク質分子量	184kDa
輸送方法	保冷剤