

WbおよびElisa用 抗Adamtsl1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8N6G6

商品番号: CM0028517

前書き

ヒトADAMTSL1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性あり。組換えタンパク質免疫原。骨格筋および細胞外マトリックスの研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAMTSL1 ウサギ pAb
備考/別名	C9orf94; PUNCTIN; ADAMTSRI; ADAMTSL-1; ADAMTSL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	92949
免疫原	ヒトADAMTSL1 (NP_001035362.3) のアミノ酸1483-1762に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6G6
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ