

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Adar1ウサギモノクローナル抗体 - P55265

商品番号: CM0002402



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
検証済みの高品質な抗ADAR1ウサギモノクローナル抗
体。ヒトADAR1（P55265）に特異的で、A-to-I
RNA編集に関与する136kDaの二本鎖RNA特異的アデ
ノシンデアミナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAR1 ウサギ mAb
備考/別名	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	103
GeneID	103
免疫原	組換えタンパク質 ヒトADAR1（P55265）のアミノ酸200-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55265
タンパク質分子量	136kDa
発送	保冷バッグ