

ウエスタンブロット、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Adar1

ウサギポリクローナル抗体 - P55265

商品番号: CM0027006



前書き

ヒトADAR1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。A-to-I RNA編集、抗ウイルス免疫、がん生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAR1 ウサギ pAb
備考/別名	DSH; AGS6; G1P1; IF14; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IF1-4; K88DSRBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	103
GeneID	103
免疫原	ヒトADAR1 (NP_001102.2) のアミノ酸200-299に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55265
タンパク質分子量	136kDa
発送	保冷バッグ