

ウェスタンブロッティング (Wb) 、 Elisa用 抗Adarb1

ウサギポリクローナル抗体 - P78563

商品番号: CM0020514



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した高品質な抗ADAR1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのADAR1（81 kDa）を検出します。A-to-I RNA編集および神経疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAR1 ウサギ pAb
別名	RED1, ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, ADAR1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	104
遺伝子ID	104
免疫原	ヒトADAR1 (NP_001103.1) のアミノ酸180〜380番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78563
タンパク質分子量	81kDa
輸送方法	氷袋