


WbおよびElisa用 Anti-Adcy10/Sac ウサギポリクローナル抗体 - Q96Pn6

商品番号: CM0019090



前書き

ヒトADCY10（可溶性アデニルシクラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒトおよびマウスサンプルと反応し、cAMPシグナル伝達および生殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADCY10 Rabbit pAb
備考/別名	SAC; HCA2; SACI; Sacy; hsAC; HEL-S-7a; ADCY10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55811
GeneID	55811
免疫原	ヒトADCY10 (NP_060887.2) のアミノ酸1-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96PN6
タンパク質分子量	187kDa
発送	保冷バッグ