

Anti-Adcy2 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q08462

商品番号: CM0029924

前書き

ヒトADCY2に対するラビットポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。cAMPシグナル伝達、GPCR経路、および副腎/脳組織の発現解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADCY2 Rabbit pAb
備考/別名	AC2; HBAC2; ADCY2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	108
遺伝子ID	108
免疫原	ヒトADCY2 (NP_065433.2) のアミノ酸430-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08462
タンパク質分子量	124kDa
配送	氷袋