


Anti-Adcyap1R1 (Pac1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P41586

商品番号: CM0025214



前書き

ヒトADCYAP1R1（PAC1/PACAP受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADCYAP1R1 Rabbit pAb
備考/別名	PAC1; PAC1R; PACAPR; PACAPRI; ADCYAP1R1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	117
GeneID	117
免疫原	ヒトADCYAP1R1 (NP_001109.2) のアミノ酸25-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41586
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋