


ウエスタンブロット（Wb）、Elisa用

抗アデノシンデアミナーゼ（Ada）ウサギモノクローナル抗体 - P00813

商品番号: CM0008309



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのアデノシンデアミナーゼ（ADA）に対するウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのADAと交差反応性を示します。プリン代謝、免疫学、疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アデノシンデアミナーゼ（ADA）ウサギmAb
備考/別名	ADA1; アデノシンデアミナーゼ (ADA)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100
GeneID	100
免疫原	ヒトADA（NP_000013.2）のアミノ酸250-350番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00813
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋