


抗アデノシルホモシステイナーゼ（Ahcy/Sahh）ウサギモノクローナル抗体（ Wb・Elisa用） - P23526

商品番号: CM0011887



前書き

ヒトAHCY（SAHH）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。マウス・ラットと交差反応性を示します。一炭素代謝やホモシステイン経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	AHCY ウサギmAb
備考/別名	SAHH; adoHcyase; AHCY
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	191
GeneID	191
免疫原	合成ペプチド：ヒトAHCY（P23526）のアミノ酸300-400番目の配列に相当する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23526
タンパク質分子量	48kDa
配送方法	保冷剤