


Wb、Elisa用Anti-Adgrb3ウサギポリクローナル抗体 - O60242

商品番号: CM0017197



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのAnti-ADGRB3ウサギポリクローナル抗体。シナプス形成および筋芽細胞融合の調節因子であるヒト接着Gタンパク質共役受容体B3（BAI3）を標的とします。IVD研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADGRB3ウサギpAb
備考／別名	BAI3; ADGRB3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	577
GeneID	577
免疫原	ヒトADGRB3（NP_001695.1）のアミノ酸70～280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来動物	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60242
タンパク質分子量	172 kDa
配送	保冷バッグ