

Wb・Elisa対応 抗Adgrl4 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hbw9

商品番号: CM0014869



前書き

ヒトADGRL4 (ELTD1/ETL) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット (WB) およびELISAに対応しており、マウス・ラットと交差反応します。血管新生研究での検証が完了しており、分子量は78 kDa、Swiss-Prot番号はQ9HBW9です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADGRL4 ウサギpAb
別名	ETL; ELTD1; KPG_003; ADGRL4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	64123
GeneID	64123
免疫原	組換えタンパク質 ヒトADGRL4 (NP_071442.2) のアミノ酸110-406番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット番号	Q9HBW9
タンパク質分子量	78kDa
発送方法	保冷剤同梱