

Anti-Adh1A/Adh1B/Adh1C ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P07327 / P00325 / P00326

商品番号: CM0021632



前書き

CamelBioのウサギポリクローナル抗体で、ADH1A/ADH1B/ADH1Cアルコール脱水素酵素を標的とします。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF-P、ELISAで検証済み。アルコール代謝および肝機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADH1A/ADH1B/ADH1C ウサギ pAb
備考/別名	ADH1A/ADH1B/ADH1C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	124, 125, 126
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07327, P00325, P00326
発送方法	保冷剤