

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Adh1Bウサギポリクローナル抗体 - P00325

商品番号: CM0018185



前書き

ヒトADH1B（全トランスレチノール脱水素酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性を示します。レチノイド代謝研究、アルコール代謝研究、および関連するアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADH1B ウサギ pAb
備考/別名	ADH2; HEL-S-117; ADH1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	125
GeneID	125
免疫原	組換えタンパク質：ヒトADH1B (NP_000659.2) のアミノ酸206-375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P00325
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷バッグ