

Wb、Elisa用抗Adh4ウサギポリクローナル抗体 - P08319

商品番号: CM0028576



前書き

CamelBioは、ヒトサンプルのWBおよびELISAで検証済みの抗ADH4ウサギポリクローナル抗体を提供しており、マウスとの交差反応性があります。レチノール代謝やアルコール脱水素酵素研究に最適です。信頼できるIVD原料をぜひご確認ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADH4 ウサギ pAb
備考／別名	ADH-2; HEL-S-4; ADH4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	127
GeneID	127
免疫原	ヒトADH4 (NP_000661.2) のアミノ酸1-380番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P08319
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤