

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Adh5/Gsnor ポリクローナル抗体 - P11766

商品番号: CM0015376



前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISA用の検証済み抗ADH5/GSNORウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒト、マウス、ラットのADH5（重要なホルムアルデヒドおよびS-ニトロソグルタチオン還元酵素）を標的とします。酸化ストレスおよび一酸化窒素シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
備考/別名	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	128
遺伝子ID	128
免疫原	ヒトADH5/GSNOR (NP_000662.3) のアミノ酸1-374に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11766
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ