

Anti-Adh5/Gsnor ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P11766

商品番号: CM0007255



前書き

ADH5/GSNOR (SWISS P11766) を標的とするウサギモノクローナル抗体。W B、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのADH 5/GSNORを検出します。アルコール代謝、ホルムアルデヒド解毒、およびS- ニトロシル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADH5/GSNOR Rabbit mAb
備考/別名	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	128
免疫原	ヒト ADH5/GSNOR (NP_000662.3) のアミノ酸1-374に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11766
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ