

## 抗Adh5/Gsnorウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P11766

商品番号: CM0023703



## 前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みの、ADH5/GSNOR（アルコール脱水素酵素クラス3）に対する高特異性ウサギポリクローナル抗体。ホルムアルデヒドの解毒およびS-ニトロシル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ADH5/GSNOR ウサギpAb                                                            |
| 備考/別名      | FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR |
| 種          | ヒト                                                                           |
| 遺伝子ID (ヒト) | 128                                                                          |
| 遺伝子ID      | 128                                                                          |
| 免疫原        | ヒトADH5/GSNORの1-374アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000662.3)。                  |
| ソース        | ウサギ                                                                          |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                                                                    |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                   |
| SWISS      | P11766                                                                       |
| タンパク質重量    | 40 kDa                                                                       |
| 配送         | アイスバッグ                                                                       |