

Anti-Adh7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P40394

商品番号: CM0027800



前書き

ヒトADH7（レチノールデヒドロゲナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。レチノイド代謝およびアルデヒド解毒の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADH7 Rabbit pAb
備考/別名	ADH4; ADH7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	131
GeneID	131
免疫原	組換えタンパク質 ヒトADH7 (NP_000664.2) のアミノ酸1-386に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40394
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ