

Wb、Elisa用 抗Adhfe1 ポリクローナル抗体 - Q8Iww8

商品番号: CM0022711

前書き

ヒトADHFE1（HOT/ADH8）を標的とするウサギポリクローナル抗体。適用用途：WB、ELISA。マウスと交差反応性あり。組換え免疫原（アミノ酸41-255）。ミトコンドリアのGHB代謝研究に最適です。分子量：50 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ADHFE1 ウサギpAb
別名	HOT; ADH8; HMFT2263
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	
遺伝子ID	137872
免疫原	ヒトADHFE1（NP_653251.2）のアミノ酸41-255に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8IWW8
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	保冷剤