


Wb、Ihc-P、Elisa用抗アディポネクチンポリクローナル抗体 - Q15848

商品番号: CM0027876



前書き

ヒトアディポネクチン（SWISS Q15848）に対する検証済みウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。代謝疾患研究や診断法開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アディポネクチン ウサギpAb
備考/別名	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; アディポネクチン
種	ヒト
遺伝子ID	9370
免疫原	ヒトアディポネクチン（NP_004788.1）のアミノ酸19～244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15848
タンパク質分子量	26 kDa
輸送方法	氷袋