

Wb・Elisa用抗アディポネクチンウサギモノクローナル抗体 - Q15848

商品番号: CM0007337



前書き

アディポネクチン

ウサギmAb (Q15848) はウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性を示します。代謝とインスリン感受性に関わる重要なアディポカインであり、糖尿病・肥満研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アディポネクチン ウサギmAb
備考/別名	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9370
遺伝子ID	9370
免疫原	ヒトアディポネクチンのアミノ酸19-244番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004788.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q15848
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤