

Wb、Elisa用Anti-Adipor1ポリクローナル抗体 - Q96A54

商品番号: CM0016120



前書き

ヒトADIPOR1（アディポネクチン受容体1、43 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性があります。代謝性疾患、糖尿病、および肥満の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADIPOR1 Rabbit pAb
備考/別名	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51094
遺伝子ID	51094
免疫原	ヒト・アディポネクチン受容体1 (NP_057083.2) のアミノ酸1-59に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96A54
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ