

Anti-Adipor1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96A54

商品番号: CM0024169



前書き

ADIPOR1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。グルコースおよび脂質代謝の研究におけるアディポネクチンシグナル伝達および代謝調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADIPOR1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CGI45; PAQR1; ACDSCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51094
遺伝子ID	51094
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96A54
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋