

Wb、Elisa用 抗Adipor2 ポリクローナル抗体 - Q86V24

商品番号: CM0017076



前書き

ADIPOR2 ウサギ

pAbは、WBおよびELISA法によりヒト、マウス、ラットのアディポネクチン受容体2 (44kDa)を検出します。グルコースおよび脂質代謝に関する代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADIPOR2 ウサギ pAb
備考/別名	PAQR2; ACDRC2; ADIPOR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79602
GeneID	79602
免疫原	組換えタンパク質 ヒトADIPOR2 (NP_078827.2) のアミノ酸1-147に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86V24
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ