

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Adkポリクローナル抗体 - P55263

商品番号: CM0013536



前書き

ヒトアデノシンキナーゼ（ADK）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アデノシン代謝およびRNA修飾研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADK Rabbit pAb
備考／別名	AK; ADK
種	ヒト
GeneID（ヒト）	132
GeneID	132
免疫原	組換えタンパク質 ヒトADK（NP_001114.2）のアミノ酸200～345に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55263
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ