

WbおよびElisa用抗Admウサギポリクローナル抗体 - P35318

商品番号: CM0026462



前書き

ADM Rabbit

pAbは、ヒトADMペプチドに対して作出されたウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトADMを検出し、マウスADMと交差反応します。血管拡張、血圧、体液バランスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ADM Rabbit pAb
略称/別名	AM; PAMP; ADM
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	133
遺伝子ID	133
免疫原	ヒトADM (NP_001115.1) のアミノ酸50～150番領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P35318
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	保冷剤