

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Adnp ポリクローナル抗体 - Q9H2P0

商品番号: CM0027333

前書き

ヒトADNP (Q9H2P0)
に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウスとの交差反応性あり。転写調節とWNTシグナル伝達に参与する活性依存性神経保護ホメオボックスタンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADNP ウサギ pAb
備考/別名	ADNP1; HVDAS; MRD28; ADNP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23394
GeneID	23394
免疫原	組換えタンパク質 ヒトADNP (NP_056154.1) のアミノ酸843-1102に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H2P0
タンパク質分子量	124kDa
発送	保冷バッグ